



Cilindro de Calibración de Gas / Monóxido de Carbono 50 PPM / Mezcla CO-O₂-N₂ / Uso con Kit CAL-KIT 1

SKU: 70-0714-8640-4 Marca: MACURCO - AERIONICS Categoría: Detectores de Gases

\$2,604.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El cilindro de calibración de gas para monóxido de carbono constituye un elemento crítico en los programas de mantenimiento preventivo de sistemas de detección de gases MACURCO serie CM-6 y CM-12. La degradación natural de sensores electroquímicos con el tiempo exige verificaciones periódicas que garanticen la respuesta apropiada ante concentraciones peligrosas de CO. Este cilindro contiene una mezcla certificada de monóxido de carbono a 50 PPM con matriz de oxígeno y nitrógeno, permitiendo ejecutar calibraciones de campo sin dependencia de laboratorios externos. La concentración precisa facilita el ajuste del punto de referencia del detector, asegurando lecturas confiables en condiciones operativas reales. Se recomienda incorporar este consumible dentro de planes de mantenimiento anuales como mínimo, con frecuencia ajustable según la criticidad del sitio y el potencial de riesgo asociado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cilindro de calibración con mezcla específica de CO<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Concentración precisa: 50 PPM de monóxido de carbono<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Composición de gases: CO, O₂ y N₂ en mezcla balanceada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Uso obligatorio con kit de calibración CAL-KIT 1<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Requiere almacenamiento en lugar ventilado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Concentración de CO: 50 PPM<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mezcla de gases: CO, O₂, N₂<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: Calibración de campo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad y Uso</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Detectores compatibles: CM-6, CM-12<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Kit requerido: CAL-KIT 1<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Almacenamiento: Lugar ventilado</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>1 x Cilindro de calibración de gas CO 50 PPM</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Concentración certificada de 50 PPM de CO para calibración precisa
Característica 2	Compatibilidad garantizada con detectores serie CM-6 y CM-12
Característica 3	Mezcla ternaria estabilizada con oxígeno y nitrógeno balanceado
Característica 4	Procedimiento de campo sin necesidad de laboratorio externo
Característica 5	Almacenamiento seguro en ambientes ventilados según normativa
Característica 6	Integración directa con kit CAL-KIT 1 para flujo de trabajo estandarizado